

6000  kg


noerden

BIMI Οδηγίες Χρήσης

SMART BODY SCALE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Βιομετρικές Μετρήσεις

Βάρος, BMI, BMR

Ακρίβεια Μετρήσεων

50KG: $\pm 100g$

100KG: $\pm 200g$

150KG: $\pm 300g$

100lbs: $\pm 0.22lbs$

220lbs: $\pm 0.44lbs$

331lbs: $\pm 0.66lbs$

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- **Διαθέσιμα Χρώματα:** λευκό, μαύρο
- **Μονάδες Μέτρησης Βάρους:** kg / lb
- **Διαστάσεις:** 280*280*25mm / 11.02*11.02*0.98in
- **Οθόνη LED:** 63.5*26mm / 2.5*1.02in
- **Μέγιστο Βάρος Μέτρησης:** 180kg / 396lb
- **Ελάχιστο Βάρος Μέτρησης:** $\geq 5kg$ / 11lb
- **Επίπεδα Υγρασίας Χρήσης:** $\leq 90\%$
- **Μπαταρίες:** 3 AAA (συμπεριλαμβάνονται)

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ


Βήμα 1: Κατεβάστε το NOERDEN App

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας. Διαφορετικά, κάντε αναζήτηση γράφοντας NOERDEN, στο App Store ή στο Google Play και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.



Βήμα 2: Συνδέστε τη Συσκευή


Εισάγετε τις μπαταρίες στη συσκευή και ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας. Πηγαίνετε στην καρτέλα «**Device**» της εφαρμογής, και προσθέστε τη νέα συσκευή. Έπειτα ακολουθείστε τις οδηγίες της εφαρμογής.



Βήμα 3: Ξεκινήστε τη Σωματική Μέτρηση

Ανεβείτε στη ζυγαριά χωρίς παπούτσια ή κάλτσες. Έπειτα, πηγαίνετε στην ενότητα «**Weigh-in**» από την αρχική σελίδα της εφαρμογής και ξεκινήστε. Η ανάλυση των δεδομένων σας θα βρίσκεται σε αυτή την καρτέλα.

Προσοχή: αν ανεβείτε στη ζυγαριά με παπούτσια ή κάλτσες, θα εμφανίζεται μόνο το σωματικό σας βάρος.



Βήμα 4: Πρόσβαση σε δεδομένα προηγούμενων μετρήσεων

Πηγαίνετε στην ενότητα «**Weigh-in**» από την αρχική σελίδα της εφαρμογής. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στα δεδομένα της Σωματικής σας Μέτρησης.



ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- **Χρήση και Αποθήκευση:** Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά σε σταθερό, επίπεδο έδαφος. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το φως του ήλιου και περιβάλλοντα με εξαιρετική υγρασία. Να φυλάσσεται σε χώρους με θερμοκρασία από -10°C έως 60°C (14°F-140°F).
- **Ελάχιστο όριο ηλικίας,** για τα παιδιά που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, είναι η ηλικία των **10 ετών**. Όμως, βάση νόμου, το ελάχιστο όριο ηλικίας για να δημιουργήσει ένας χρήστης προφίλ στην εφαρμογή, είναι **18 ετών**. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα NOERDEN συνιστάται να χρησιμοποιούνται υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκου.
- **Μπαταρία:** Για αλλαγή των μπαταριών, ανοίξτε το καπάκι που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζυγαριάς. Συνιστάται να αλλάξετε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί η ένδειξη «**LO**» στην οθόνη της ζυγαριάς.
- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στις περιπτώσεις που **(1)** περάσουν 10 δευτερόλεπτα από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε, **(2)** υπερβεί το μέγιστο βάρος κατά 2.5kg/5.5lb.

Συμβατότητα

Παρακαλώ ελέγξτε τη συμβατότητα του κινητού σας με τη συσκευή πριν τη χρήση:

- Συμβατή με iPhone 6 και iOS 11.0 και πάνω
- Συμβατή με smartphones με Android 6.0 και πάνω
- Bluetooth 4.0

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε: Γιατί η ζυγαριά μου δεν λειτουργεί;/ Γιατί η ζυγαριά μου δεν εμφανίζει τίποτα;

Α: Παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά, η μεμβράνη, που καλύπτει την οθόνη της ζυγαριάς έχει αφαιρεθεί και ότι η συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας.

Ε: Γιατί τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με την ώρα και το μέρος που βρίσκομαι;

Α: Η σύσταση του σώματος αλλάζει συνεχώς και είναι πιθανό να διαφέρει ελάχιστα από μέτρηση σε μέτρηση. Για αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια, βεβαιωθείτε ότι επικρατούν οι ίδιες συνθήκες σε κάθε σας μέτρηση. Επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι η ζυγαριά πρέπει να τοποθετείται σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.

Ε: Γιατί η οθόνη μου εμφανίζει την ένδειξη «LO», όταν ανοίγω την ζυγαριά;

Α: Το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση.

Ε: Γιατί η οθόνη μου εμφανίζει την ένδειξη «ERR»;

Α: Κάντε επανεκκίνηση στη ζυγαριά αφαιρώντας και επανατοποθετώντας τις μπαταρίες. Μην ανεβείτε στη ζυγαριά αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη «0.0».

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι παραπάνω μετρήσεις που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, αποτελούν παραδείγματα του τρόπου εμφάνισής τους στην εφαρμογή. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παραδείγματα για τη διατροφή σας ή τη φυσική σας κατάσταση.
- Μην αναπηδάτε πάνω στη ζυγαριά. Να στέκεστε πάνω σταθερά, με τα δύο πόδια να πατάνε επίπεδα, πάντα.
- Προς αποφυγή τραυματισμών, μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη ζυγαριά.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη σωστή θέση και αντικαταστήστε τις τακτικά.
- Προς αποφυγή τραυματισμών, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας είναι στεγνά και καθαρά πριν τη χρήση.
- Για αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια, κάντε τις μετρήσεις σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά μετά από έντονη άσκηση.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη ζυγαριά μόνοι σας.
- Μην αφήσετε τη ζυγαριά να έρθει σε επαφή με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή σκληρά καθαριστικά, για τον καθαρισμό της ζυγαριάς.